



msemed SAS

11 rue des Chevaliers
67118 Geispolsheim, France

Tél. : +33 3 67 10 46 00

Mail : contact@msemed.com

Web : www.msemed.com

motion **body 900 WM**

L'ergomètre compact pour le haut du corps



Entraînement
sur le ballon de
gymnastique



Entraînement en
position debout



motion **body 900 WM**

motion cardio line **900** cycle » relax » cross » **body** » stair » sprint



DONNÉES TECHNIQUES

motion **body 900 fit + med WM**

- Écran tactile capacitif 7 pouces
- Polar® auto connection (5kHz & Bluetooth®), retro-compatible
- Entraînement mono-courroie
- autoréglable- Frein HBS silencieux calibré et recalibrable
- Fonctionnement autoalimenté
- Fabriqué selon DIN EN ISO 20957-1 S-A-I, DIN EN ISO 20957-5 S-A-I, DIN EN 60601-1-2
- Certification CE Med selon 93/42 CEE, classe IIa
- Plage de résistance modèle Med: 15 - 500 watts indépendamment de la vitesse de rotation
- Plage de résistance modèle Fitness: 25 - 500 watts indépendamment de la vitesse de rotation
- Vitesse: 15 - 140 tours/min
- Dimensions modèle mural: 63 x 56 x 155 (L x H x l), poids. 48 kg



motion **body 900 WM**

Le motion body 900 WM / 900 Med WM est la variante murale de notre motion body 900. Il a la même fonctionnalité, mais nécessite beaucoup moins d'espace, un accès optimal en fauteuil roulant et une grande flexibilité de positionnement. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un mur solide.

FONCTIONNALITÉS

- Écran tactile en couleurs
- Programmes : Quickstart, Watts, Pouls
- Affichage de la fréquence cardiaque Polar® sans interférences avec Connexion automatique
- Entraînement en position debout ou assise- Rotation avant ou arrière
- Manivelle en V réglable de manière asynchrone ou synchrone
- Poignées ergonomiques Leki® avec possibilité de fixation par clip
- Pas de limite de poids de l'utilisateur

OPTIONS

- Pack Performance (possibilité de charge inductive Qi, max. 550 watts, min. 7 watts avec bloc d'alimentation externe)
- Pack Connect pour l'intégration tous les dispositifs de communication
- Pack programmes (programmes supplémentaires, profils de test, mémorisation de programmes, Serious games)
- Pack- „all-in-package“: Pack Performance + Pack connect + Pack programmes
- Certification selon 93/42 CEE, classe IIa