



msemed SAS
11 rue des Chevaliers
67118 Geispolsheim, France

Tél. : +33 3 67 10 46 00
Mail : contact@msemed.com
Web : www.msemed.com

motion relax 900

L'ergomètre assis/semi allongé



Réglage du dossier



Pédales-chaussures



Boosted relax
250 kg avec siège
pivotant



motion relax 900

motion cardio line 900 cycle » relax » cross » body » stair » sprint



DONNÉES TECHNIQUES

motion **relax 900 fit + med**

- Écran tactile capacitif 7 pouces
- Polar® auto connection (5kHz & Bluetooth®), retro-compatible
- Entraînement mono-courroie, autoréglable
- Frein HBS silencieux calibré et recalibrable
- Affichage de la puissance en fonction du côté- Fabriqué selon DIN EN ISO 20957-1 S-A-I, DIN EN ISO 20957-5 S-A-I, DIN EN 60601-1-2
- Appareils médicaux certifiés selon 93/42 CEE, classe IIa
- Plage de résistance en version Med: 15 - 500 Watts indépendants de la vitesse de rotation
- Plage de résistance en version Fitness: 25 - 500 Watts indépendants de la vitesse de rotation
- Plage de vitesse de rotation: 15 - 140 tr/min
- Poids max de l'utilisateur: 150 kg
- Dimensions: env. 173 x 65 x 133 cm (L x l x H), poids: 80 kg
- Avec l'option boosted 250 kg
- Dimensions: env. 173 x 78 x 133 cm, poids: 104 kg



motion **relax 900**

Le motion relax 900 est un ergomètre semi-couché confortable pour de longues séances d'entraînement par des patients souffrant de troubles neurologiques ou orthopédiques, ainsi que pour les utilisateurs en surpoids. Le développement de cet appareil se caractérise par un passage de jambe encore plus grand et un bon facteur Q. A cela s'ajoutent des poignées pour monter et descendre en toute sécurité et un réglage de l'inclinaison du dossier en série. Pour faciliter la montée et la descente du patient une version spéciale de cet appareil est disponible avec un siège pivotant plus large, des accoudoirs hauts et un poids maximal de l'utilisateur de 250 kg.

FONCTIONNALITÉS

- Écran tactile en couleurs
- Programmes : Quickstart, Watts, Pouls
- Affichage de la fréquence cardiaque Polar® sans interférences avec connexion automatique
- Enjambement large
- Siège réglable horizontalement
- réglage du dossier

OPTIONS

- Pack Performance (possibilité de charge inductive Qi, max. 950 watts, min. 7 watts avec bloc d'alimentation externe)
- Pack Connect pour l'intégration tous les dispositifs de communication
- Pack programmes (programmes supplémentaires, profils de test, mémorisation de programmes, Serious games)
- Pack- „all-in-package“: Pack Performance + Pack connect + Pack Programmes
- boosted relax 200 - augmentation du poids de l'utilisateur à 200 kg
- boosted relax 250 - augmentation du poids de l'utilisateur à 250 kg, avec siège pivotant et repose-bras
- Manivelles réglables en longueur, réglables sans outils
- Pédale plus large
- Carter en couleur anthracite
- Certification selon 93/42 CEE, classe IIa