



msemed SAS

11 rue des Chevaliers
67118 Geispolsheim, France

Tél. : +33 3 67 10 46 00

Mail : contact@msemed.com

Web : www.msemed.com

motion stair 900

Le monte-escalier



Hauteur de pas variable



motion stair 900

motion cardio line **900** cycle » relax » cross » body » **stair** » sprint



DONNÉES TECHNIQUES

motion **stair 900 fit + med**

- Écran tactile capacitif 7 pouces
- Polar® auto connection (5kHz & Bluetooth®), rétrocompatible
- Entraînement mono-courroie
- Système indépendant entre les deux repose-pieds avec hauteur de pas max. de 32 cm
- Frein HBS puissant et silencieux
- Système autoalimenté
- Fabriqué selon DIN EN ISO 20957-1 S-A-, DIN EN ISO 20957-8 S-A-I, DIN EN 60601-1-2
- Plage de puissance: vitesse de descente 4 - 27 m/min
- Certification CE Med selon 93/42 CEE, classe IIa
- Poids max. de l'utilisateur: 150 kg
- Dimensions: 102 x 73 x 160 cm (L x l x H), Poids : 79 kg



motion **stair 900**

Le motion stair 900 complète notre gamme d'appareils. Il peut être utilisé pour l'entraînement cardiovasculaire, musculaire, et pour l'entraînement de la coordination. Cet appareil est l'incarnation de l'entraînement des mouvements proches du quotidien, à savoir la montée d'escalier. Le système indépendant des pédales permet une multitude d'amplitudes de mouvements et de tâches différentes pour améliorer la coordination. La nouvelle forme de la main courante donne plus de sécurité à l'utilisateur et élargit le champ d'application aux utilisateurs ayant une coordination plus faible. La montée sur le Stepper est également plus facile et plus sûre.

FONCTIONNALITÉS

- Écran tactile capacitif 7 pouces
- Polar® auto connection (5kHz & Bluetooth®), retro-compatible
- Entraînement mono-courroie
- autoréglable- Frein HBS silencieux calibré et recalibrable
- Fonctionnement autoalimenté
- Auto-weighting-système (détermine automatiquement le poids de l'utilisateur pour un affichage correct des watts et des calories)
- Grande variété de mouvements grâce à un système indépendant des deux repose-pieds

OPTIONS

- Pack Performance (possibilité de charge inductive Qi)
- Pack Connect pour l'intégration tous les dispositifs de communication
- Pack programmes (programmes supplémentaires, profils de test, mémorisation de programmes, Serious games)
- Pack- „all-in-package“: Pack Performance + Pack connect + Pack programmes
- Certification selon 93/42 CEE, classe IIa