

TAKE THAT STEP



msemed SAS
11 rue des Chevaliers
67118 Geispolsheim, France
Tél. : +33 3 67 10 46 00
Mail : contact@msemed.com
Web : www.msemed.com

chez NUSTEP, nous pensons que l'exercice a le pouvoir de transformer les vies. Ainsi des personnes de tout âge, tout niveau de forme physique peuvent améliorer leur condition physique. C'est pourquoi nous avons développé le vélo elliptique assis NuStep. Conçu par des physiologistes et des spécialistes en ergonomie, le NuStep a été le premier équipement d'exercice de ce type lors de son introduction en 1995.



25 ans plus tard, NuStep fait toujours référence en matière d'équipement original et multidisciplinaire de haute qualité.

Faciles d'accès et d'usage simple, les CrossTrainer assis assurent un entraînement cardiorespiratoire de tous les groupes musculaires à puissance ou résistance constante, par un mouvement régulier et silencieux.

NuStep peut contribuer à améliorer votre santé, votre forme physique et votre bien-être.

REJOIGNEZ-NOUS. Transformez votre vie avec NuStep aujourd'hui.



NUSTEP CROSS TRAINER

accessible à Toutes et Tous

T4r



Le T4r cross trainer s'adapte à tous les gabarits, tout niveau physique et capacité fonctionnelle. Avantages :

- rotation de 360° du siège pour accès de tout angle
- Anneau de maintien pour faciliter et sécuriser l'accès
- Blocage des pédales et poignées StrideLock® pour installation facile et stabilité
- Réglage facile des poignées en longueur avec repères
- Pédales larges, et solides pour les pieds
- 10 niveaux de résistance de 10 à 800W et programmes d'entraînement
- Poids maxi admissible : 181 kg

T5 Series



La Série T5 cross trainer — T5, T5^{XRW} et T5^{XR} — offre les mêmes fonctionnalités et avantages que le T4r, plus:

- Passage des jambes surbaissé de 10 cm maxi
- Contacts sur poignées latérales pour recueil FC
- 15 niveaux de résistance et multiples programmes

Les modèles T5^{XR} et T5^{XRW} incluent aussi:

- double sanglage des pieds Foot Secure System
- Inclinaison du dossier de siège de 10°
- poignées orientables de 40°
- Siège extra-large de 56 cm (22") sur T5^{XRW}
- Poids maxi admissible: T5^{XR} and T5^{XRW} = 272 kg
T5 = 227 kg

T6 Series



La série T6 cross trainer — T6^{MAX} et T6^{PRO} — offre les mêmes fonctionnalités que la série T5, plus:

- Double écran LCD couleur (graphique et numérique)
- Interface utilisateur simplifiée avec Applications d'entraînement et mesures
- Monitoring de la FC par capteur Bluetooth
- Inclinaison du dossier du siège de 12°
- Siège extra-large de 56 cm (22") sur T6^{MAX}
- Option to add hip and torso belts
- Poids maxi admissible : T6^{MAX} = 272 kg
T6^{PRO} = 227 kg

