




T6: dépasser toutes
les attentes.



A woman with short blonde hair is shown in profile, smiling as she uses a seated cross trainer. The background is a solid yellow color. A thin horizontal line is positioned above the text.

Il y a 25 ans, NuStep a créé le premier concept de ce type – Devenu un pilier de la santé, du bien-être et de la remise en forme, le cross trainer assis a transformé des centaines de milliers de vies dans le monde entier.

Le cross trainer NuStep offre une solution idéale pour les utilisateurs sains, déconditionnés, souffrant de maladies chroniques ou en réhabilitation.

Aujourd'hui, NuStep poursuit sa mission de transformer des vies avec le T6. Construit sur la base de notre plateforme T5, le T6 offre les mêmes fonctions cardio et musculation appréciées par les utilisateurs, mais avec des fonctions avancées pour améliorer leur expérience d'entraînement.

Caractéristiques

Chaque détail est pris en compte.

> 15 niveaux de résistance, facilement modifiables pendant l'entraînement à l'aide de l'écran inférieur

> Les poignées ergonomiques pivotent de 40 degrés et la longueur des bras est ajustable jusqu'à 18", avec des leviers de déverrouillage à usage facile.

> Inclinaison du dossier à 12 degrés

> Pédales robustes et surdimensionnées avec inserts antidérapants et courroies de pied réglables

> Tablette média intégrée

> compatible avec les accessoires de la série T5 et l'équipement adapté

> Démarrage facile - le système se réveille en touchant l'écran ou en marchant.

> Porte-bouteille inclus

> Anneau de préhension et ceintures de hanche et de torse en option pour plus de stabilité

interface intuitive.

> L'écran supérieur offre une excellente interface pour la motivation de l'utilisateur avec un programme Pace Partner amélioré, des applications de démarrage rapide et de création de graphiques.

> L'écran inférieur affiche toutes les valeurs de l'entraînement, y compris le temps, la vitesse (pas par minute), la distance totale, les watts, les calories, les MET, le niveau de résistance et la fréquence cardiaque*.

> Le mode Admin permet de personnaliser les paramètres par défaut.

> Surveillance de la fréquence cardiaque grâce à la technologie sans fil Bluetooth®*

> Feedback sonore avec contrôle du volume

> Le mode administrateur permet de personnaliser les paramètres par défaut

> Arrêt de la console pendant 3 minutes avec option de pause prolongée pour l'entraînement par intervalles

> Lecture de la position du siège affichée à l'écran

> Port USB pour l'exportation des données au format PDF

> Compatible avec l'application NuStep pour iOS et Android™



* Lorsqu'une ceinture cardiaque Bluetooth est connectée.





La fonction StrideLock® verrouille poignées et pédales.



Inclinaison du dossier à 12 degrés



Sangles de pied réglables

Specs

Dimensions : 73"L x 30"W x 52"H (185cm x 76cm x 117cm)

Poids: 285 lbs. (129 kg)

Largeur siège standard: 18" (46cm)

Largeur siège XL: 22" (56cm)

Taille utilisateur de (137cm to 200cm) en hauteur

Alimentation: 24V DC Médical

Concevoir votre T6

Base Model Part No. Description

06001	T6 _{PRO} av siège standard 46 cm
06003	T6 _{MAX} av siège large 56 cm

Options *

Part Number	Description
52341	Grab ring support
52421	Ceinture abdominale
59095	Sangle de Torse

Compléments

Part Number	Description
52000	Kit stabilisateur de genou unilatéral inclut 1 stabilisateur, 1 strap (26") et 2 crochets
52065	Kit stabilisateur de genou bilatéral Inclut 2 stabilisateurs, 2 straps (26") et 2 crochets
50680	Wellgrip® – main G
50681	Wellgrip – main D
50685	Wellgrip Set – paire

Accessoires

Part Number	Description
50780	Sac pour accessoires
41815	Tapis de sol
05300	NuStep Transporter
51877	Polar®H10 ceinture cardio & Strap

*Doit être commandé à l'achat du T6. Non disponible en tant qu'option ultérieure



pourquoi NuStep?

Qualité:

Nous fabriquons les cross trainers NuStep à notre siège d'Ann Arbor, dans le Michigan, afin de répondre à des normes de qualité strictes.

Réputation:

Nos produits de qualité supérieure et notre longévité sur le marché ont forgé notre réputation d'excellence auprès des professionnels des secteurs de la santé, de l'habitat pour personnes âgées et de la remise en forme.

Satisfaction:

Chaque cross trainer T6 bénéficie d'une garantie de 10 ans sur le cadre, de deux ans sur les pièces et d'un an sur la main d'œuvre.

Service:

Notre équipe de service après-vente, composée de spécialistes produits expérimentés, obtient un taux de satisfaction moyen de 98 % parmi les clients qu'elle a assistés.



(800) 322.2209 | (734) 769.3939 | nustep.com NuStep® is a registered trademark of NuStep, LLC, Ann Arbor, Michigan • 2020

The Bluetooth® word mark logo is a registered trademark owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by NuStep, Inc. is under license.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners. Android is a trademark of Google LLC