



**RBM elektronik-automation GmbH**  
Weißenfelser Straße 73  
04229 Leipzig / Germany

## Cyclus2 Eccentric Trainer v5 2023

Le cyclus2 est un ergomètre à fonction excentrique et concentrique, principe d'entraînement révolutionnaire nécessitant une technologie spécifique

- Architecture modulaire interchangeable et entièrement démontable pour le transport
- Valise spécifique de transport avec roulettes (option)
- Choix libre du cadre
- Mode bidirectionnel excentrique et concentrique
- Cadence : plage large de 10 à 100 rpm sans réduction de puissance
- Puissance : 10 à 900 Watt avec précision de 4% au-dessus de 100W - si Puissance < 100W précision de +-4 Watt
- Editeur de programme évolué : programmation libre de combinaisons d'enchaînements concentriques et excentriques, avec inversion de sens rapide)
- Configuration libre de l'affichage graphique et numérique du pupitre
- Modes de fonctionnement : RPM constant ou Puissance Constante
- Pupitre amovible et utilisable indépendamment
- Stockage des configurations – protocoles -Tests – Entraînements – Rapports sur mémoire interne ou externe
- Ports Ethernet – USB – SERIE - WIFI (option) – BT 4.0
- Fonction calibration de l'Offset intégrée
- Frein démontable et interchangeable (SAV ou calibration usine)
- Fonction Export CSV avec configuration des colonnes et du moyennage
- Edition Rapport couleur et impression directe ou pdf
- Choix de la fréquence d'échantillonnage des données
- Fonction Réseau Ethernet ou Wifi (option)
- Fonction pilotage à distance par VNC
- Utilisation autonome du pupitre possible
- Update firmware du frein et du pupitre par clé USB
- Liaison Bluetooth 4.0 multiple vers capteurs externes (ceintures cardio ANT+ ou BT4.0, MOXY, VO2 Master, Powermeter, )
- Distribution locale sur Strasbourg (MSEMED SAS)
- Assistance - Maintenance et SAV local par MSEMED SAS
- Connexion facile avec le constructeur situé en Allemagne (RBM)
- Fabrication industrialisée garantissant une unicité de fabrication et de performance
- Longue expérience dans la technologie excentrique

### Contact

Phone: + 33 630 57 59 34  
Email: [contact@cyclus2.com](mailto:contact@cyclus2.com)