

motion **body** 900

L'ergomètre pour le haut du corps



Grande plage
de réglage en
hauteur



Manivelles en V,
réglables de manière
synchrone et
asynchrone



motion cardio line **900** cycle » relax » cross » **body** » stair » sprint

motion **body** 900



DONNÉES TECHNIQUES

motion **body 900 fit + med**

- Écran tactile capacitif 7 pouces
- Polar® auto connection (5kHz & Bluetooth®), retro-compatible
- Entraînement mono-courroie
- autoréglable- Frein HBS silencieux calibré et recalibrable
- Fonctionnement autoalimenté
- Fabriqué selon DIN EN ISO 20957-1 S-A-I, DIN EN ISO 20957-5 S-A-I, DIN EN 60601-1-2
- Certification CE Med selon 93/42 CEE, classe IIa
- Plage de résistance modèle Med: 15 - 500 watts indépendante de la vitesse de rotation
- Plage de résistance modèle Fitness: 25 - 500 watts indépendante de la vitesse de rotation
- Vitesse: 15 - 140 tours/min
- Poids max. de l'utilisateur: 150 kg
- Dimensions modèle debout: 116 x 77 x 155 cm (L x l x H), Poids 98 kg



motion **body 900**

Le motion body 900 est un ergomètre indispensable pour un entraînement global ou d'une thérapie par le mouvement. Cet appareil est idéal pour le travail actif des membres supérieurs. L'ergomètre pour le haut du corps peut être utilisé pour l'endurance la remobilisation après blessure articulaire des bras ou des épaules. La grande course de réglage de l'unité d'entraînement permet un excellent positionnement de la hauteur de l'axe, aussi bien pour l'entraînement en position debout qu'en position assise. Le siège amovible facilite le changement de position. L'amplitude du mouvement peut varier en fonction du mouvement avant ou arrière. La manivelle standard, réglable en longueur, peut être modifiée en mode synchrone, dit Handibike, pour une utilisation très différente des muscles du dos avec diminution de la vitesse de rotation. La conception du cadre permet un accès facile en fauteuil roulant. Une plateforme optionnelle amovible peut être ajoutée si besoin.

FONCTIONNALITÉS

- Écran tactile en couleurs
- Programmes : Quickstart, Watts, Pous
- Affichage de la fréquence cardiaque Polar® sans interférences avec connexion automatique
- Possibilité de s'entraîner en position debout ou en position assise grâce à un éloignement ou suppression du siège
- Rotation avant ou arrière
- Manivelle en V réglable de manière asynchrone ou synchrone
- Poignées ergonomiques Leki® avec possibilité de fixation par clip

OPTIONS

- Pack Performance (possibilité de charge inductive Qi, max. 550 watts, min. 7 watts avec bloc d'alimentation externe)
- Pack Connect pour l'intégration tous les dispositifs de communication
- Pack programmes (programmes supplémentaires, profils de test, mémorisation de programmes, Serious games)
- Pack- „all-in-package“: Pack Performance + Pack connect + Pack programmes
- Poids Max utilisateur: 200 kg
- Certification selon 93/42 CEE, classe IIa