



msemed SAS

11 rue des Chevaliers  
67118 Geispolsheim, France

Tél. : +33 3 67 10 46 00

Mail : [contact@msemed.com](mailto:contact@msemed.com)

Web : [www.msemed.com](http://www.msemed.com)

# motion **cross** 900

Le vélo elliptique



Marche-  
pieds larges  
antidérapants



# motion **cross** 900

motion cardio line **900** cycle » relax » **cross** » body » stair » sprint



## DONNÉES TECHNIQUES

### motion **cross 900 fit + med**

- Écran tactile capacitif 7 pouces
- Polar® auto connection (5kHz & Bluetooth®), retro-compatible
- Entraînement mono-courroie, autoréglable
- Frein HBS silencieux calibré et recalibrable
- Affichage de la puissance en fonction du côté
- Fabriqué selon DIN EN ISO 20957-1 S-A-I, DIN EN ISO 20957-5 S-A-I, DIN EN 60601-1-2
- Appareils médicaux certifiés selon 93/42 CEE, classe IIa
- Plage de résistance version Med & Fitness: Résistance entre 100 - 500 Watts indépendante de la vitesse de rotation ou 15 - 500 Watts avec puissance de freinage, configurable alternativement
- Vitesse de rotation: 15 - 140 tr/min
- Poids max. de l'utilisateur: 150 kg
- Dimensions: 200 x 65 x 169 cm (L x l x H), Poids 101 kg



### motion **cross 900**

Le motion cross 900 aide les personnes au mode de vie sédentaire à se remettre en activité.

Le mouvement guidé permet de commencer l'entraînement rapidement et en toute sécurité

De longues manivelles et une liaison ergonomique entre les mouvements des bras et des jambes assurent un pas ample avec un mouvement agréable et harmonieux. La sécurité est assurée par une limitation de la vitesse sélectionnable et le freinage automatique du mouvement à la fin de l'entraînement.

### FONCTIONNALITÉS

- Écran tactile couleur
- Programmes : Quickstart, Watts, Pouls
- Affichage de la fréquence cardiaque Polar® sans interférences avec connexion automatique
- Hauteur du palier 17 cm
- Marche en avant ou en arrière avec une longueur de pas de 43 cm
- Grands marchepieds antidérapants
- Limitation de la vitesse pour plus de sécurité

### OPTIONS

- Pack Performance (possibilité de charge inductive Qi, max. 950 watts, min. 7 watts avec bloc d'alimentation externe)
- Pack Connect pour l'intégration tous les dispositifs de communication
- Pack programmes (programmes supplémentaires, profils de test, mémorisation de programmes, Serious games)
- Pack- „all-in-package“: Pack Performance + Pack connect + Pack programmes
- Poids max de l'utilisateur de 200 kg
- Certification selon 93/42 CEE, classe IIa