

# GaitKeeper GKS22

Modèle avec option  
GaitSens 2.0



|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Largeur bande roulement     | 56           |
| Longueur Surf. de marche    | 142          |
| Largeur tapis roulant       | 75           |
| Longueur tapis roulant      | 185          |
| Dimensions au sol           | 185 L x 75 l |
| Poids utilisateur maxi      | 185          |
| Plage de pente              | 0 à +/- 15%  |
| vitesse avec Moteur (AC)    | 0.2 – 16     |
| Vitesse avec Inversion sens | 0.2 – 5      |
| Hauteur d'accès             | 18           |
| Longueur Barre latérales    | 94           |
| Hauteur maxi barres (MAX)   | 102          |
| Hauteurs AdjustaBars        | 61- 102      |

## Accessoires

GaitSens 2.0

Option

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Alimentation électrique | 220V – 230VAC<br>50Hz, 10 amp   |
| Selon Normes            | TUVc, TUVus, UL, CAN/CSA<br>EMC: CE Mark: Product Specific Standard<br>IEC60601-1-2:2014-Medical Electrical<br>Equipment, Electro-Mag Compatibility<br>LVD: CE Mark: Product Specific Standard<br>IEC60601-1: 2006+A1: 2012+A12: 2014 |

Modification de dimensions possible sans préavis.

Dimensions en cm / kg / km/h

Distribué par



MSEMED – 11 rue des chevaliers – 67118 Geispolsheim •  
+33 630 57 59 34  
contact@msemed.com • www.msemed.com

GaitKeeper™ breveté par

mobility research

