

# GaitKeeper GKmini

**Features:**

- Design transportable sur 2 roulettes pour utilisation avec LiteGait®
- Télécommande avec affichage LED de la Vitesse / durée / distance
- Moteur à couple élevé, Vitesse de démarrage progressive à 0.2 km/h et incréments de 0.2 km/h



Largeur bande roulement	53
Longueur Bande de roulement	100
Largeur tapis roulant	61
Longueur Tapis roulant	107
Dimensions	107 L x 61 W
Poids utilisateur Maximum	160
Pente	N/A
Type de Moteur	Brushless
Vitesse	0.2 – 5

Accessoires	
GaitSens 2.0 et Barre	Options

Alimentation électrique	110-240 VAC 6A, 50/60 Hz
Approuvé selon Norme	CE-60601
Poids	28

Modification de dimensions possible sans préavis.  
Dimensions en cm / kg / km/h

Distribué par



MSEMED – 11 rue des chevaliers – 67118 Geispolsheim •  
+33 630 57 59 34  
contact@msemed.com • www.msemed.com

GaitKeeper™ breveté par

mobility research

